


Настройка приложения

После успешной загрузки БД и настройки серверной части можно приступить к настройке программы.

Настройка включает в себя следующие шаги:

1. Создание направлений для обращения
2. Создание пользователей (операторов)
3. Создание окон приёма

После авторизации в системе откроется основное окно программы



Для добавления окон приёма необходимо в меню нажать на пункт Окна и ввести требуемое кол-во и описания окон с помощью кнопки Плюс (+) в правом верхнем углу экрана

СПРАВОЧНИКИ

Кабинеты

Врачи

Окна

Специализации

Направления

Экраны

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Пользователи

Журнал подключений

Окна



Номер	Описание	Актив...	
1	Окно 1	<input type="checkbox"/>	
2	Окно 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Окно 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Окно 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Окно 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Окно 6	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Окно 7	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Окно 8	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Окно 9	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Окно 10	<input checked="" type="checkbox"/>	

Для добавления операторов необходимо перейти на пункт меню Пользователи и создать всех операторов с помощью кнопки Плюс (+) в правом верхнем углу экрана

СПРАВОЧНИКИ

Кабинеты

Врачи

Окна

Специализации

Направления

Экраны

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Пользователи

Журнал подключений

Пользователи



Логин	Имя пользователя	Check ip	Доктор	Доктор	
admin	Администратор		-		
reg3	Регистратор окно 3	<input type="checkbox"/>	-		
reg4	Регистратор окно 4	<input type="checkbox"/>	-		
reg1	Регистратор	<input type="checkbox"/>	-		
reg2	Регистратор окно 2	<input type="checkbox"/>	-		
reg8	Регистратор окно 8	<input type="checkbox"/>	-		
reg5	Регистратор окно 5	<input type="checkbox"/>	-		
reg6	Регистратор окно 6	<input type="checkbox"/>	-		
reg7	Регистратор окно 7	<input type="checkbox"/>	-		

Для настройки направлений обращения необходимо перейти в пункт меню Направления и создать требуемый список с помощью кнопки Плюс (+) в правом верхнем углу экрана.

Backoffice Администратор

Направления

Наименование	Кр. наим.	Окна	Скрыто	Приори...
Q	Q	Q	Q	(Все)
Анализы, ЭКГ	A	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Гастроскопия, колоноскопия (эндоскопия)	Э	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Забрать документы, результаты анализов	Д	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Задать вопрос	В	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Капельницы	К	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
К старшему регистратору	СР	Доступные окна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
КТ, флюорография, рентген лёгких	Р	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прием врача, УЗИ, холтер	П	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стационар	С	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Уколы	У	Доступные окна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Дополнительно необходимо указать в какие окна будут вызываться клиенты по каждому направлению. По умолчанию вызов идёт во все окна. Для Тонкой настройки необходимо нажать на ссылку Доступные Окна в строке, соответствующей требуемому направлению и переключателями отключить произвести настройку окон.

Backoffice Администратор

Направления

Наименование	Кр. наим.	Окна	Скрыто	Приори...	
Анализы, ЭКГ				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Гастроскопия, колоноскопия (эндоскопия)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Забрать документы, задать вопрос				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Капельницы				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
К старшему регистратору				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
КТ, флюорография, рентген				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Прием врача, УЗИ, холтеровское мониторирование				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Стационар				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Уколы				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Окна

Окно	Описание	Доступно
1	Окно 1	<input type="checkbox"/>
2	Окно 2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Окно 3	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Окно 4	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Окно 5	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Окно 6	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Окно 7	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Окно 8	<input type="checkbox"/>
9	Окно 9	<input checked="" type="checkbox"/>

После выполнения указанных настроек на сервере, на строенном информационном терминале информация отобразится автоматически

03 Января 2022 понедельник 18:00

Анализы, ЭКГ



Прием врача, УЗИ



Капельницы, уколы



КТ, флюорография



Гастроскопия, колоноскопия



Стационар



Забрать документы



Задать вопрос



admin2 обновил 17 Май 2023 06:38:51